

**A new lens for comfortable near and intermediate vision.**

**Rodenstock Nexyma**



### Content

1. Product details
2. Product comparison
3. General hints for ordering
4. Lens calculation / optimization
5. Production
6. Complaints
7. Enlargeable delivery range



- Nexyma offers the chance to organize our near lenses in a new way.

**Nexyma 80:** lens for intermediate and near vision (successor of Office)

**Nexyma 40:** reading lens (successor of Cosmolit P)

- One product name
  - new category „near vision lenses“
  - One simple ordering method
  - All near lenses have a clear near vision.
- Transparent and easy to use system.



# Nexyma Marketing Concept

## Starting position

---

### Product description

Introduction of two different near-vision lenses which cover different main vision areas:

- Nexyma 40  
for a main vision distance of 40 cm up to approx. computer monitor distance
- Nexyma 80  
for a main vision distance of 80 cm up to near room distance


# Nexyma Marketing Concept.

## Communications strategy

---

### Target group

Presbyopes from around the age of 40 who work a lot on activities in the near and intermediate area.



# **Nexyma Marketing Concept.**

## **Communications strategy**

---



### **Core message.**

Everything in the extended near area can be seen in optimum width and clarity with a relaxed head and body posture with Nexyma near-vision lenses.

### **Reason why.**

The vision zones of Nexyma near-vision lenses have been optimised for the natural lowering of the gaze for all activities in the near/intermediate area (40cm to approx. 120 cm). Reading glasses and normal progressive lenses are subject to restrictions here.

Advantages for the optician	Advantages for the consumer
<ul style="list-style-type: none"><li>• easy ordering</li><li>• transparent system for near vision lenses</li><li>• easy lens selection by application</li><li>• separate price list category: easy to find</li><li>• good chance to sell a 2nd pair of lenses</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rodenstock offers the right lens for individual vision habits in the near and intermediate distance</li><li>• comfortable half eye frames possible</li><li>• higher vision comfort than with normal SV reading lenses offer</li><li>• fatigue free vision</li><li>• relaxed head posture</li></ul>

**The right lens for all visual demands for near and intermediate distances dependent on personal preferences.**

Communication to optician	Communication to consumer (printing data available)
<ul style="list-style-type: none"><li>• trade advertising</li><li>• product folder</li><li>• centring card</li><li>• advice card</li><li>• additional card for demo viewer</li><li>• separate price list category</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• direct mailing</li><li>• consumer leaflet</li><li>• POS material</li><li>• poster</li></ul>



# Nexyma

## Material and range

---

	Nexyma 40	Nexyma 80
Material	Perfalit 1.5	
Refractive index	1,502	
Abbe No	58,2	
Density	1,32 g/cm <sup>3</sup>	

### Power Range (strongest meridian)

Ø 65	-4.00 D up to +8.00 D
Ø 70	-4.00 D up to +6.50 D
Ø 75	-4.00 D up to +5.00 D
Cylinder	up to +4,00 D
Prism	up to 5 cm/m

# Nexyma

## Technical Data

	Nexyma 40	Nexyma 80
Optimized for main vision distance	40 cm	80cm
Ordering	With near power at 40cm	
Degression up to add 1.75 D	1.0 D Engraving N4	0.8 D Engraving N8A
Degression from add 2.00 D		1,50 D Engraving N8B
Min. fitting height	13	20
Min. frame height	19	26
Optimized for the position of wear	yes	
Tints and coating	As available for Perfalit 1.5	

### **The fitting and ordering is as easy as always:**

Centre the centring cross to the middle of the pupil centre with a habitual head and body posture and the eyes looking straight ahead to the distance.

For the order just specify the near refraction at 40cm and the lens type:

Nexyma 40	from add 1.25 D	age from approx. 45 years
-----------	-----------------	---------------------------

Nexyma 80 A	up to add. 1.75 D	age from 45 to approx. 50 years
-------------	-------------------	---------------------------------

Nexyma 80 B	from add. 2,00 D	age from approx. 50 years
-------------	------------------	---------------------------


# Nexyma Marketing Concept.

## Communications strategy

---


### Progressive lens

Natural head posture for distance vision mainly  
Less comfortable for extended tasks in the near and intermediate vision area




### Nexyma 80

Optimum solution for the vision in approx. 80 cm  
Fatigue free working due to natural head posture  
Additional clear near vision




### Nexyma 40

Optimum solution for the vision in approx. 40 cm  
Ideal for relaxed long term reading  
Significant enlarged vision area over the near area only



## Stamp Markings/Engravings semi finished lenses:




**Engraving: horizontal ellipse**

„N4“ for Nexyma 40

„N8“ for Nexyma 80

## 1. Stamp marking and engraving finished lenses



- The function engraving is a flat ellipsoid.
- The engravings are positioned symmetrical to the centring point and at the same height as the horizontal line of the lens.
- PRP is placed 1mm nasally, (lens is not decentred)
- Fitting like progressive lenses
- NRP for **Nexyma 40**: 7mm below the horizontal line of the lens
- NRP for **Nexyma 80**: 14mm below the horizontal line of the lens


### 1. Nexyma 40

- Min. fitting height: 13mm
- Min. frame height 19mm for full use of the degression
- Nexyma 40 can be used with half eye frames  
For more narrow frames (<19mm) the centring cross should remain within the lens. Usually that results in degression loss.


### 2. Nexyma 80

- Min. fitting height: 20mm
- Min. frame height 26mm for full use of the degression.  
Nexyma 80 is recommended for full frames only.


**Patient: age < 50 years (add 1.50)**



**Conv. PAL**



**Nexyma 80A**




**Nexyma 40**






**Patient: age > 50 years (add 2.50)**




**Conv. PAL**

∞ ☺☺☺



**Nexyma 80B**

∞ ☹




**Nexyma 40**


∞ ☹




Conventional progressive lens  
Add 1.25



Nexyma 40




Nexyma 80 A



The lower the blue intensity is the lower the refractive errors and the larger the useful vision areas are for a certain distance.

## 1. Product details

Sabine:  
Multigressiv 2  
sph +0.50 Add 1.25




Black numbers:  
(comfort area)

Blue numbers:

Distance using „normal“ accommodation


Distance using maximum accommodation

Franz:  
Multigressiv 2  
sph +0.50 Add 2.50




## 1. Product details

Sabine:  
Nexyma 40  
Nahwert +1.75D



Franz:  
Nexyma 40  
Nahwert +3.00D



Black numbers:  
(comfort area)

Blue numbers:


Distance using „normal“ accommodation

Distance using maximum accommodation

## 1. Product details

The degression for **Nexyma 40** is 1,00D.


The necessary near refraction will always be reached. The size of the vision area results as shown in below graph dependent on the rest accommodation (addition).



 Main vision area  Enlarged vision area

## 1. Product details

Sabine:  
Nexyma 80 A  
Nahwert +1.75D




Black numbers:  
(comfort area)

Blue numbers:

Distance using „normal“ accommodation

Distance using maximum accommodation

Franz:  
Nexyma 80 B  
Nahwert +3.00D




In order to reach the near refraction power in 40cm and at the same time also the refraction power for the main vision area in 80cm it is necessary to have two degression versions.

Dependent on the addition an enlarged vision area is reached.




Cosmolit

P




Due to the high peripheral refractive errors Cosmolit P is not up to date anymore.

Nexyma 40



⇒ lower peripheral refractive errors  
⇒ larger depth of vision  
⇒ significant wider clear near vision areas

Nexyma 80 B



⇒ universal usable  
⇒ 100% near power




# Nexyma 40

technical product information

## Power gradient Nexyma 40 Degression 1.0 D

### Reference points

- 1 Reference point near  $B_N$ =measuring point for optician
- 2 Lens horizontal
- 3 Centering Cross  $B_Z$




# Nexyma 80A

## technical product information

### Reference points

- 1 Reference point near  $B_N$ =measuring point for optician
- 2 Lens horizontal
- 3 Centering Cross  $B_Z$

### Power gradient Nexyma 80 A Degression 0,8 D up to Add 1,75D




# Nexyma 80B

## technical product information

### Reference points

- 1 Reference point near  $B_N$ =measuring point for optician
- 2 Lens horizontal
- 3 Centering Cross  $B_Z$


### Power gradient Nexyma 80 B Degression 1,5 D from Add 2,00 D




## 2. Product comparison

How can you differentiate different products?

- a) in design
- b) in power increase respectively length of increase (digression)
- c) resulting lowering of gaze for the near vision



## 2. Product comparison



Product	Design	Power increase [D] at a length [mm]	Near power reached at:
Zeiss Business	C A	1 D / 30mm (30mm)	Approx. y= - 14mm
Zeiss Gradal RD	C A	2 D / 30mm (30mm)	Approx. y= - 17mm
Essilor Interview	C D C D	0.8 D / 20mm (12mm) 1.4 D / 20mm (12mm)	Approx. y= - 10mm Approx. y= - 10mm
Nexyma 40	D	1.0 D / 15mm (15mm)	y= - 7mm
Nexyma 80 A 80 B	B	0.8 D / 22mm (22mm) 1.3 D / 22mm (22mm)	y= - 14mm y= - 14mm

## **2. Product comparison**

Difference compared to conventional progressive lenses:

- lower peripheral refractive errors
- larger vision zones in the main vision area.

For each Nexyma version this results in a significant advantage over progressive lenses in the certain field of application .

Difference to other near vision lenses:

- Advantages in the width of the visual fields.
- Nexyma offers an adjusted lowering of the gaze for the main vision task
- Comfortable and non tiring usability of the lens possible.

### **3. General hints to the order procedure**

- Orders are placed with the near power,
- Data entry like “normal distance vision” Order with distance + addition
- If there is an addition specified - Nexyma is ordered like a progressive lens, this addition value is ignored when the lens is calculated.
- EDV Code:  
NEV = Nexyma 40  
NEA = Nexyma 80 A  
NEB = Nexyma 80 B
- SF lenses: ordered by product code and BC
- Single lens orders are possible like with progressive lenses.

## **5. Peculiarity for the production**

No peculiarity.

Can be produced like e.g. Progressiv life2.

Limitations can occur dependent on the place of production.  
(Keyword: Blocking rings etc.)



## **6. Complaints / Rejects**

Intolerance because of missing near power can be eliminated when the refraction data was determined correctly.

When the vision areas are insufficient or the depth of vision is too low, please check:

- Does the working environment correspond to the profile of the product 40 or 80?
- Is the patient able to use the main vision areas in the right height?
- Did you choose the right type of degression for Nexyma 80?
- Is the power for near vision correct (too high/not necessary)?

## **7. Extendable power range**

- No near powers higher than +8D and smaller than -4D possible (With BC pre-setting extension might be possible, Limitations have to be expected due to the “BC effect” especially with conv. progressive lenses – therefore a previous judgment is necessary).
- No higher cylinders than 4 D possible
- In cases of anisometropia the base curves R/L are not adjusted.

**Focus: The benefit for the consumer.**

### **1. Realised using the headline:**

**Take a more relaxed view of life!**

**Nexyma near-vision lenses go further than reading glasses.**

- Optimum clarity of vision in the near and intermediate area.
- With a relaxed head and body posture
- Ideal for wear at home, for hobbies and at work.

# Nexyma Marketing Concept.

## Communications strategy


---

**Focus: The benefit for the consumer.**

### **2. Realised using new image material:**

Shows the deep breadth of different possibilities for use

Visualisation of the benefits in different situations  
(E.g.: reading, working at a desk, hobby)



# Nexyma Marketing Concept.

## Communications strategy

---

**Focus: The benefit for the consumer.**

### **3. Realisation using new demonstration tools:**

New slide card for the 3D Demo-Viewer






# Scene with natural vision



# Vision with progressive lenses





# Vision with Nexyma 80





# Vision with Nexyma 40

**R**  
RODENSTOCK



# Nexyma Marketing Concept.

## Communication tools for the optician

---

### Mailing of the folder

Contents:

**Optician's  
Sales folder DIN A4**



# Nexyma Marketing Concept.

## Communication tools for the optician

## Sales folder

## DIN A4

### Nexyma 40 und Nexyma 80:


#### Nexyma 40 und Nexyma 80:

**Alles, was Sie über Nexyma wissen müssen.**

**So einfach sind Anpassung und Bestellung:**

Rechten Sie das Zerkreuzer exakt auf die Pupillennitte aus. Das Auge blickt dabei bei gewohnter Kopf- und Körperhaltung in die Ferne. Die Bestellung ist denkbar einfach. Übermitteln Sie uns einfach den Nahwert für 40 cm und den Glasyp:

- Nexyma 40: Add. 1,50 bis 2,75 dpt; Alter ab ca. 45 Jahren
- Nexyma 80 A: Add. 1,25 bis 1,75 dpt; Alter ab ca. 45-50 Jahren
- Nexyma 80 B: Add. 2,00 bis 2,75 dpt; Alter ab ca. 50 Jahren



Zahlen werden in der Litho vergrößert

Gravieren auf der Rückseite von Nexyma 40 bzw. 80

**Wirkungsbereich (stärkster Hauptschnitt)**

Ø 65/70	-4,00 bis +8,00 dpt
Ø 75:	-4,00 bis +5,00 dpt
Cylinder:	bis +4,00 dpt
Prisma:	bis 5 cm/°

Höhere Lieferbereiche auf Anfrage.


**Technische Daten und Zentrierung**

	Nexyma 40	Nexyma 80
optimiert für Hauptsehentfernung	40 cm	80 cm
Bestellung über:	Nahwert	
Depression bei Add. 1,25 bis 1,75	1,0 dpt	0,8 dpt
Depression bei Add. 2,00 bis 2,50	Gravur NA	Gravur NB A
min. Scheibenhöhe	19	26
min. Einschiefehöhe	13	20
optimiert für Gebrauchsstellung	ja	
Verordnungen	als für Portalt 15 erhältlich	

	Nexyma 40	Nexyma 80
Material	Portalt 15	
Brechzahl	1,502	
Abbezahl	58,2	
Dichte	1,32 g/cm³	

### Breite Sehbereiche sorgen für

#### Rodenstock Nexyma: Alle Vorteile auf einen Blick.



Beim Spielen sorgt Nexyma 40 dafür, daß Ihre Kunden auch jeden Zug des Gegenübers deutlich erkennen.

**So profitieren Sie:**

- Leistungsstark.** Gegenüber dem Wettbewerb hat Rodenstock Nexyma einen deutlich größeren Wirkungsbereich.
- Einfache Auswahl und Beratung.** Anhand der Schwenneinheiten Ihres Kunden finden Sie ganz leicht die geeignete Variante (Nexyma 40 bzw. Nexyma 80) heraus.
- Leichte Bestellung.** Sie bestellen anhand des Nahwertes des Brillenträgers. Die richtige Depression bei Nexyma 80 finden Sie durch das Alter oder die Addition heraus. Durch die eigene Kategorie in der Preisliste sind Nahgläser leichter auffindbar.
- Transparente Preisgestaltung.** Nur ein Preis für sphärische und ein Preis für torische Wirkungen.
- Zusätzlicher Umsatz.** Sie lassen Nahgläser machen es Ihnen leicht, Zusatzbrillen zu verkaufen.
- Mit Sicherheit die richtige Entscheidung.** Mit der Rodenstock PlusCard bieten Sie Ihren Kunden eine 6-monatige Verfügbarkeitsgarantie sowie eine 24-monatige Garantie auf Funktion und Haltbarkeit der Gläser.

**Die besten Verkaufsargumente für Ihre Kunden:**

- Mehr Sehen.** Nexyma bietet optimal große und scharfe Sehbereiche in der Nähe und darüber hinaus. Damit leistet es mehr als eine herkömmliche Lesbrille bzw. ist eine ideale Ergänzung zur Gleitsichtbrille.
- Mehr Komfort.** Das große Blickfeld für die jeweilige Hauptschefform ermöglicht komfortables Sehen bei einer entspannten Kopf- und Körperhaltung.
- Beste Verträglichkeit.** Nexyma bietet hohe Sportanverfügbarkeit und ist problemlos im Wechsel mit einer Gleitsichtbrille.
- Preislich attraktiv.**
- Stoßvorteile.** Medizinisch verwandte und selbst bezahlte Bildschirmarbeitsplatzbrillen können steuerlich als Werbungskosten abgesetzt werden. (Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 26.6.2003)


# Nexyma Marketing Concept.

## Communication tools at the POS


Direct mailing,

DIN long  
incl. specimen letter



**Nexyma sorgt für entspanntes Sehen und mehr Vergnügen.**



**Sehen Sie das Leben entspannter!**



**Es gibt viel zu sehen – 40 cm reichen oft nicht aus.**

Ob zu Hause oder im Beruf – bei vielen Tätigkeiten im Innenraum wollen Sie Ihre nächste Umgebung ganz genau im Blick haben. Eine normale Lesebrille reicht hierbei oft nicht aus, da sie auf das Lesen in 40 cm Entfernung beschränkt ist.

Rodenstock hat deshalb die leistungsfähigen Nahgläser Nexyma entwickelt. Ob beim Lesen, Hausarbeiten, Heimwerken oder an Ihrem Arbeitsplatz – die komfortablen Nahgläser bieten Ihnen optimal scharfes Sehen weit über die Lesentfernung hinaus.

Die Sehzone der Brillengläser sind immer für die jeweils typischen Blickbewegungen optimiert. So profitieren Sie von einer entspannten und ergonomisch richtigen Kopf- und Körperhaltung.

**Komfortabel sehen im Nahbereich:**

- Lesen
- Hausarbeiten
- Basteln etc.

**Komfortabel sehen im Zwischenbereich:**


- Musizieren, Malen, Brettspiele
- Tätigkeiten in der Küche
- Heimwerken, Computerarbeit
- Basteln, Bauen im Handwerksbereich
- Gartenarbeit

**Erweiterter Horizont – nahe liegende Vorteile**

**Mehr Sehen.**  
Nexyma bietet optimal große und scharfe Sehbereiche weit über die Lesentfernung hinaus. Damit ist es das ideale Brillenglas für alle, die eine leistungsfähigere Lesebrille suchen, und eine optimale Ergänzung zu einer Gleitsichtbrille.

**Mehr Komfort.**  
Das große Blickfeld ermöglicht komfortables und ermüdungsfreies Sehen bei einer entspannten Kopf- und Körperhaltung.


**Beste Verträglichkeit.**  
An Nexyma gewöhnen Sie sich sofort und freuen sich über die langfristige Verträglichkeit.



Beim Spielen sorgt Nexyma 40 dafür, dass Sie auch jeden Zug Ihres Gegenübers deutlich erkennen.


**Mit Sicherheit die richtige Entscheidung.**

Sie können sich auf uns verlassen: Für Ihre Zusatzbrille mit Nexyma Nahgläsern machen wir Ihnen ein besonders günstiges Angebot. Übrigens: Verwenden Sie Ihre neue Rodenstock Brille mit Nexyma Nahgläsern an einem Bildschirmarbeitsplatz, und wurde sie medizinisch verordnet, können Sie sie steuerlich absetzen.



Am Schreibtisch kann Ihr Blick stufenlos und bequem zwischen Schriftstücken, Tastatur und Bildschirm umherschweifen. Das breite Blickfeld im Zwischenbereich (Monitor) sorgt für entspanntes Arbeiten.

Zu allen Nexyma Nahgläsern erhalten Sie die Rodenstock PlusCard, Ihr persönliches Markenzertifikat für mehr Leistung und Service. Mit der 6-monatigen Verträglichkeitsgarantie und der 24-monatigen Garantie auf Funktion und Haltbarkeit der Gläser.



**R**  
RODENSTOCK

# Nexyma Marketing Concept.

## Communication tools at the POS

---

### Poster

**DIN A1**  
**For windows &**  
**pavement stands**

**Sehen Sie das Leben entspannter!**



**Nexyma Nahgläser reichen weiter  
als eine Lesebrille.**

- Optimal scharfes Sehen im Nah- und Zwischenbereich.
- Entspannte Kopf- und Körperhaltung.
- Ideal für zu Hause und im Beruf.





# Nexyma Marketing Concept.

## Communication tools at the POS

### Counter card DIN A4

Printed on  
both sides

Sehen Sie das Leben entspannter!



**Nexyma Nahgläser reichen weiter als eine Lesebrille.**

- Optimal scharfes Sehen im Nah- und Zwischenbereich.
- Entspannte Kopf- und Körperhaltung.
- Ideal für zu Hause und im Beruf.

Sehen Sie das Leben entspannter!



**Nexyma Nahgläser reichen weiter als eine Lesebrille.**

- Optimal scharfes Sehen im Nah- und Zwischenbereich.
- Entspannte Kopf- und Körperhaltung.
- Ideal für zu Hause und im Beruf.